

KERN FOB7K-4NLO

Compacte orgaanweegschaal, spatwaterdicht dankzij edelstaal en IP65, tevens met ijkgoedkeuring [M]



Meetsysteem

Aanbevolen justeergewicht:	5 kg (M1)
Aantal weegbereiken:	2
Afreesbaarheid [d]:	500 mg 1000 mg
Justeermogelijkheden:	Justering met extern gewicht
Liniariteit:	1,500 g 3 g
Opwarmtijd:	30 min 30 min
Reproduceerbaarheid:	500 mg 1000 mg
Stabilisatietijd en condities de laboratorio:	2 s
Telresolutie:	10 7.500
Weegbereik [Max]:	5 kg 7,500 kg
Weegeenheden:	lb oz g
Weegsystem:	Rekstrook opnemer

Display

Cijferhoogte de scherm (groot):	2,500 cm
---------------------------------	----------

Omgevingsomstandigheden

Maximale gebruikstemperatuur:	35 °C
Maximale luchtvochtigheid:	95 %
Minimale luchtvochtigheid:	25 %
Minimale omgevingstemperatuur:	5 °C

Energievoorziening

Batterij:	4x1.5 V AA
Bedrijfsduur:	48 h
Ingangsspanning:	230 V AC 50 Hz
Netadapter:	Netadapter extern

Diensten (optionele)

Afstelling op de opstelplaats:	961-248
DAkkS-kalibratiecertificaat:	963-128

Categorie

Categorie:	Weegschalen
Product Group:	Tafelweegschaal

Verpakking & verzending

Afmetingen verpakking (BxDxH):	415 x 305 x 165 mm
Brutogewicht:	4,495 kg
Levertijd:	24 h
Nettogewicht:	3,800 kg
Wijze van verzending:	Pakketdienst

Vorm

Afmetingen behuizing (BxDxH):	285 x 255 x 90 mm
Materiaal van de behuizing:	edelstaal
Materiaal van de weegplateau:	edelstaal
Weegoppervlak (BxD):	252 x 200 mm

Piktogramme

STANDAARD



OPTIE

